

Idrocolonterapia CleanColon Italy

La 004RA viene consegnata con Certificato di Conformità e Certificato di Garanzia di 24 mesi

L'assistenza viene effettuata o telefonica gratuita o con apparecchiatura di cortesia

MATERIALE DI CONSUMO

Specola con accessori MONOUSO
Kit cod. SPO1200CCI composto da:
specola + stantuffo
tubo corrugato scarico acqua
tubetto trasparente carico acqua
paraspruzzi CE 0068



il kit specola è confezionato in
scatole da 60 pz. + 2 cinture



il Filtro PALL per acqua da 0,2 µm
Mod. AQUASAFE cod AQF1T
In confezione sterile CE 0088



Rivenditore:

Prodotto da:

CLEANCOLON ITALY s.r.l.
Via della Taccona, 32 - 20052 MONZA (MI)
C.F. P.I. 13113900156

Telefono + 39 039 745584
Assistenza +39 039 2141078
e-mail: cleancolon@tiscali.it

Idrocolonterapia CleanColon Italy

S
I
C
U
R
E
Z
Z
A

E


S
E
M
P
L
I
C
I
T
À


MOD. 004RA



Dispositivo per Idrocolonterapia

www.cleancolon.it





“L'anormale funzione del canale intestinale è il fattore predisponente di molti problemi di salute, specialmente delle malattie croniche. Ripristinare l'eliminazione fisiologica intestinale è spesso di primaria importanza, essenziale per l'inizio di un recupero dello stato di salute”

EFFETTI DELL'IDROTERAPIA DEL COLON

L'idroterapia del colon è la forma di lavaggio intestinale più completa perché la regolazione della temperatura e del flusso dell'acqua utilizzata permettono di arrivare a detergere l'intero intestino crasso, dal retto fino al cieco.

L'idrocolonterapia è una tecnica silenziosa e inodore.

Gli effetti terapeutici di questo bagno, eseguito alternando opportunamente la temperatura ed il regime di flusso dell'acqua, producono già dalla prima applicazione un miglioramento del tono e della peristalsi intestinale.

L'effetto combinato della pulizia (meccanico) e dei principi attivi, fisioterapici, pre-probiotici (farmacologico) immessi durante il trattamento ottimizzano il tempo di transito e quindi la funzione di questo importante ma trascurato tratto di intestino.

Con la idroterapia si migliora la funzione, ristabilendo le migliori condizioni del microambiente del colon.

INDICAZIONI DELL'IDROTERAPIA DEL COLON

Gastroenterologia

- a. Stipsi
- b. Parassitosi
- c. Diarrea
- d. Diverticolosi
- e. Infezioni micotiche
- f. Meteorismo e flatulenza
- g. Intolleranze alimentari
- h. Preparazione alla colonscopia

Dermatologia

- a. Psoriasi
- b. Dermatosi
- c. Acne

Alterazioni circolatorie

- a. Cellulite
- b. Linfoedema

Disturbi psicosomatici

- a. Depressione
- b. Insonnia
- c. Stress

Per il suo effetto detossicante l'idrocolonterapia trova indicazione come trattamento complementare in medicina della sport, inoltre per le caratteristiche automatiche del trattamento è di importanza fondamentale in geriatria ed in riabilitazione neurologica.

L'azione profonda di pulizia svolta mediante idroterapia permette di effettuare nelle migliori condizioni le indagini radiologiche, ecografiche ed endoscopiche a carico del colon.

La 004RA è costruita in Italia ed è l'unico dispositivo di idrocolonterapia in commercio certificato in **classe II B** secondo l'allegato III della Direttiva 93/42CEE sui dispositivi medicali recepita con Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997.

L'Istituto Masini n. 0068 è l'Ente riconosciuto dal Ministero della Sanità che ci ha certificato la macchina 004RA.

Caratteristiche che la rendono unica:

- non è collegata alla rete elettrica durante la terapia (alimentato con batteria)
- controllo della temperatura acqua con sistema di sicurezza elettronico con allarme acustico
- controllo della pressione con pressostato, valvola di sicurezza e allarme acustico
- controllo del sistema di scarico con valvola anti-intasamento automatico
- sistema idraulico composto da n. 5 valvole antiritorno
- applicazione del filtro Pall con un dispositivo a membrana che filtra sino a 0,2µm evitando il passaggio di legionella, pseudomonas e funghi
- specola monouso con cintura di sicurezza con brevetto n. 01318041
- la 004RA è provvista di un telecomando con pulsante carico/scarico utilizzato dal medico o dal paziente nel caso il terapeuta abbia bisogno di tenere libere le mani per massaggiare il paziente o altre funzioni di assistenza.

La 004RA utilizza per le terapie una specola monouso con tubo di collegamento corrugato allungabile sino a mt. 1,50. L'allungabilità del tubo permette di eseguire terapie senza che lo stesso si incurvi inutilmente e crei sacche di ristagno.

La cintura brevettata garantisce un sistema di ancoraggio meccanico della specola che in tal modo non può fuoriuscire.

La Cleancolon Italy, essendo stata molto cavillosa sulla sicurezza della 004RA, vuole estendere questa caratteristica nel seguire il Cliente dalla progettazione del locale per l'installazione della 004RA al suo collaudo sul posto.

Un nostro tecnico sarà sempre al Vostro servizio al seguente numero telefonico +39 039 2141078

